



MAST MEDICAL srl

Loc. PILL'E MATTÀ
09044 Z.I. QUARTUCCIU (CA)
Tel. 070 852045 Fax 070 8289258
Mail: info@mastmedical.it

Cod.Fisc. / P. IVA 03007340924
Capitale Soc. €10.329,14
C.C.I.A.A. Cagliari 239470
Iscr.reg. Imprese. N°928 / 1

DATI CLIENTE

CLIENTE	ARES SARDEGNA		
INDIRIZZO	Via Piero della Francesca 1, 09047 Selargius (CA)		
RIFERIM.	ingegneriaclinica.cagliari@atssardegna.it		
PRES. OSP.	MARINO	DEL	
REPARTO	U.S.U.	DEL	
RICHIESTA	marco.spissu@aresardegna	DEL	13/12/2022
DELIBERA		DEL	
ORDINE N.		DEL	
CIG. N.		CUP	

DATI MAST MEDICAL

PREVENTIVO	12722	DEL	14/12/2022
INTEGRATIVO		DEL	
VERBALE N.		DEL	
PRODOTTO	Letti e materassi elettrici		
MODELLO	Progressa Pulmonary 875		
N. INV.	h000411	S.N.	P7500A000152
TIPO INTERV.			
ESEC. INTERV	NS SEDE		
ALTRO	SANIFICAZIONE COMPLETA		

ELENCO RICAMBI

DESCRIZIONE	CODICE	€ UNITARIO	QUANTITA'	SC %	€ TOTALE
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
trasporto con sponda idraulica A/R		€ 100,00	2	50%	€ 100,00
spese spedizione estero					€ -
TOTALE COMPLESSIVO RICAMBI SENZA IVA					€ 100,00

TOTALE COMPLESSIVO RICAMBI SENZA IVA

€ 100,00

VALIDITÀ PREVENTIVO 60 GIORNI TERMINI PAGAMENTO 60 GIORNI data ft. Fine mese

RISULTATO SANIFICAZIONE PRODOTTI (letti/materassi, tavoli op. ambulanze)

Step 1 - Esecuzione TEST rilevazione carica batterica PREF, metodo ATP (tester SystemSurePlus sp 109784)

Step 2 - Smontaggio e lavaggio di tutti i componenti come da protocollo lavoro casa madre

Step 3 - Sterilizzazione Prodotto, camera stagna a Perossido di Idrogeno H2O2+Ag (MEDIBIOS sp. B 19 0353)

Step 4 - Esecuzione TEST carica batterica POST (dati in RIU), confezionamento e report finale risultati

TAB CONVERS

1RLU=1Fentomole

di ATR log15

100RLU=3,5/4,5 di

UEC/cm²

TEST
PRE

TEST
POST



RIU

LIMITI
0-100 RLU pulito
101-150 RLU sosp.
151-10000 RLU

da 101 a 150 RLU sospetto valutare rischio, per valori superiori a 151 RLU prodotto contaminato ripetereattività di sanificazione fino a risultato conforme

DECRIZIONE LAVORI ESEGUITI	TIMBRO E FIRMA TECNICO	TIMBRO E FIRMA CLIENTE
sanifica manuale letto e materasso		
Sterilizzazione Camera gas H2O2Ag		