



MAST MEDICAL srl

Loc. PILL'E MATTA  
09044 Z.I. QUARTUCCIU (CA)  
Tel. 070 852045 Fax 070 8289258  
Mail: [info@mastmedical.it](mailto:info@mastmedical.it)

Cod.Fisc. / P. IVA 03007340924  
Capitale Soc. €10.329,14  
C.C.I.A.A. Cagliari 239470  
Iscr.reg. Imprese. N°928 / 1

DATI CLIENTE

CLIENTE	ARES SARDEGNA		
INDIRIZZO	Via Piero della Francesca 1, 09047 Selargius (CA)		
RIFERIM.	<a href="mailto:ingegneriaclinica.cagliari@atssardegna.it">ingegneriaclinica.cagliari@atssardegna.it</a>		
PRES. OSP.	MARINO	DEL	
REPARTO	U.S.U.	DEL	
RICHIESTA	<a href="mailto:marco.spissu@aressardegna">marco.spissu@aressardegna</a>	DEL	12/04/2022
DELIBERA		DEL	
ORDINE N.		DEL	
CIG. N.		CUP	

DATI MAST MEDICAL

PREVENTIVO	3322	DEL	12/04/2022
INTEGRATIVO		DEL	
VERBALE N.		DEL	
PRODOTTO	Letti e materassi elettrici		
MODELLO	Progressa Pulmonary 875		
N. INV.	h008067	S.N.	Q103AW5454
TIPO INTERV.	intervento correttivo		
ESEC. INTERV	NS SEDE		
ALTRO	SANIFICAZIONE COMPLETA		

ELENCO RICAMBI

DESCRIZIONE	CODICE	€ UNITARIO	QUANTITA'	SC %	€ TOTALE
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
trasporto con sponda idraulica A/R		€ 100,00	2	50%	€ 100,00
spese spedizione estero					€ -

TOTALE COMPLESSIVO RICAMBI SENZA IVA € 100,00

COSTO MANODOPERA VALUTAZIONE PREVENTIVO	€ 130,00	1	100%	€ -
COSTO ORE DI VIAGGIO VALUTAZIONE PREVENTIVO	€ 150,00	1	100%	€ -
COSTO MANODOPERA ESECUZIONE LAVORO	€ 130,00	20	50%	€ 1.300,00
COSTO ORE VIAGGIO ESECUZIONE LAVORO	€ 150,00	1	50%	€ 75,00

TOTALE COMPLESSIVO SENZA IVA € 1.475,00

VALIDITA' PREVENTIVO 60 GIORNI TERMINI PAGAMENTO 60 GIORNI data ft. Fine mese

**RISULTATO SANIFICAZIONE PRODOTTI (letti+materassi, tavoli op, ambulanze)**

Step 1 - Esecuzione TEST rilevazione carica batterica PRE, metodo ATP (tester SystemSurePlus sn.109784)
Step 2 - Smontaggio e lavaggio di tutti i componenti come da protocollo lavoro casa madre
Step 3 - Sterilizzazione Prodotto camera stagna a Perossido di Idrogeno H2O2+Ag. (MEDIBIOS sn. B.19.0353)
Step 4 - Esecuzione TEST carica batterica POST (dati in RLU), confezionamento e report finale risultati

**TAB. CONVERS.**

1RLU=1Fentomole
di ATP log15
100RLU=3,5/4,5 di
UFC/cm2

TEST	
PRE	

RLU

TEST
POST

--

RLU

**LIMITI**

0-100 RLU pulito
101-150 RLU sosp.
151-10000 RLU Contaminato

da 101 a 150 RLU sospetto valutare rischio, per valori superiori a 151 RLU prodotto contaminato ripetereattività di sanificazione fino a risultato conforme

DECRIZIONE LAVORI ESEGUITI	TIMBRO E FIRMA TECNICO	TIMBRO E FIRMA CLIENTE
sanifica manuale letto e materasso		
Sterilizzazione Camera gas H2O2Ag		