

VERBALE N°3 COMMISSIONE GIUDICATRICE 27/03/2025**VERIFICA DI MERITO**

**PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO
FORNITURA “DISPOSITIVI MONOUSO TAGLIENTI CND V01”
OCCORRENTI ALLE A.S.L., ALLE AOU DI SASSARI E DI CAGLIARI E ALL’ARNAS G.
BROTZU PER UN PERIODO DI 36 MESI E CON OPZIONE DI RINNOVO ANNUALE**

Addì 27 del mese di Marzo 2025 alle ore 9,30 nella sede della ARES in Via Dalmazia a Carbonia si è riunita la Commissione di gara composta come da verbale n° 1 del 12/03/2025, per la verbalizzazione definitiva delle attività effettuate in più sedute, relative alla valutazione tecnico qualitativa delle offerte presentate. Conseguentemente, la Commissione medesima tenendo conto delle prove pratiche effettuate direttamente dai Commissari presso le strutture Ospedaliere della Asl 7 Sulcis Iglesiente, ha proceduto alla valutazione definitiva, attribuendo i punteggi qualità sulla base dei parametri individuati negli atti di gara.

Nei prospetti di valutazione costituiti complessivamente da n°36 pagine e parte integrante del presente verbale, sono riportate le conclusioni della Commissione giudicatrice. Nello specifico:

- nel prospetto di Valutazione generale sono stati indicati per ciascun lotto di fornitura le ditte offerenti, i prodotti offerti e la conformità o meno delle offerte presentate, rispetto alle caratteristiche minimali.
- nell’Allegato 1, sono riportate le valutazioni qualitative individuali per i prodotti conformi, elaborate a cura di ciascun componente la Commissione;
- nell’Allegato 2, è riportato il riepilogo delle valutazioni complessive della Commissione;
- nell’Allegato 3, è riportato il punteggio totale conseguito per lotto da ciascuna Ditta;

Alle ore 12.30 il Presidente dichiara conclusi i lavori

La Commissione:

Dr. Francesco Autuori

Presidente

Dr. Marco Nieco


Componente

Dott.ssa Stefania Sicuranza

Componente

Il Segretario verbalizzante

Rina Tiddia



| CND | CIG | LOTTO | DESCRIZIONE | Ditta | Ditta | Ditta | | |
|-------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| | | | Bisturi monouso | BENERS | FARMAC ZABBAN | MEDICAL LUME | | |
| V0101 | B4375BF3A6 | 1 | Bisturi monouso vite misure tra cui fig. 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, stelli, monouso, confezionati singolarmente con apertura a strappo e in confezionamento secondario di circa 10-12 pezzi. I bisturi provvisti di capicorno protetto lama e di sistema di sicurezza per la prevenzione delle lenti da taglio in ambito operatorio. La punta della lamina monouso (sia destra che sinistra) con meccanismo estraibile irreversibile e segnale sonoro. Le lame devono essere in acciaio inox temprato chirurgico (secondo le normative vigenti) con periferia affilata e saldamente fissata all'impugnatura; devono possedere un elevato contenuto di carbonio ed essere ad elevata durezza (conoscimento > di 0,60 % certificato). L'impugnatura deve essere in plastica rigida ergonomica con zigrinatura antiscivolo. Sulla confezione (primaria e secondaria) dev'essere riportata la figura della lama corrispondente al numero indicato - il numero di lotto - la data di sterilizzazione - la scadenza e il codice di riferimento del prodotto. Nella scheda tecnica o depliant illustrativo devono essere indicate tutte le misure delle lame da bisturi disponibili. Presenire certificazione sulla qualità dell'acciaio e sull'affilatura della lama. | conforme | conforme | Non conforme manca il sistema di sicurezza | | |
| V0103 | B4375C0479 | 2 | a) Lame monouso per rasoio elettrico per triclonomia preoperatoria Lame per rasoio elettrico (reclinabile per triclonomia preoperatoria per la rimozione di capelli e peli corporei nelle aree da sottoporre ad intervento chirurgico (incluse zone delicate), utilizzabili sia su cute asciutta sia su cute umida senza bisogno di applicare schiuma o sapori. b) Rasoio elettrico per triclonomia preoperatoria Rasoio elettrico (reclinabile per triclonomia preoperatoria, disinfettabile e impermeabile, provvisto di indicatore di stato di batteria. Il dispositivo deve essere conforme alle norme europee EN 60601 e fornito in uso gratuito. c) Caricabatterie per rasoio elettrico per triclonomia preoperatoria Con base e cavo di alimentazione. Il dispositivo deve essere conforme alle norme europee EN 60601 e fornito in uso gratuito. | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |
| V0103 | B4375C154C | 3 | Lame da bisturi Lame da bisturi in acciaio inox stelli monouso con periferia affilata, in confezione primaria singola e confezione secondaria di massimo 100 pezzi. Sulla confezione dev'essere riportata la figura della lama corrispondente al numero indicato - il numero di lotto - la data di sterilizzazione - la scadenza e il codice di riferimento del prodotto. Si richiedono misure di sicurezza: il rasoio deve essere in plastica rigida ergonomica con zigrinatura antiscivolo. L'impugnatura deve essere in plastica rigida ergonomica con zigrinatura antiscivolo. Sulla confezione (primaria e secondaria) dev'essere riportata la figura della lama corrispondente al numero indicato - il numero di lotto - la data di sterilizzazione - la scadenza e il codice di riferimento del prodotto. Nella scheda tecnica o depliant illustrativo devono essere indicate tutte le misure delle lame da bisturi disponibili. Presenire certificazione sulla qualità dell'acciaio e sull'affilatura della lama. | conforme | conforme | conforme | | |
| V0103 | B4375C3BF2 | 4 | Lame per microchirurgia a) Lame per microchirurgia destinate alla cardiocirurgia tipo mini blade con punta arrotondata, smussata con affilata su un solo lato, stelli monouso b) manico zigrinato in acciaio inossidabile per lame di cui al lotto a) dimensioni 13x0,50 mm a sezione tonda per garantire presa ottimale | Non conforme non per cardiocirurgia ma uso oftalmico | | | | |
| V0104 | B4375C3BF2 | 5 | Dispositivo pungidito Dispositivo pungidito monouso con ago incorporato e sistema di sicurezza integrato. Sistema di sicurezza a innescio a scatto, costituito da corpo in plastica e lancia incorporata in acciaio medicale, deve essere dotato di un sistema di sicurezza di ritorno automatico della lancia all'interno del corpo in modo tale che la lancia non sporga all'esterno dopo l'utilizzo; deve avere almeno tre regolazioni della profondità delle punture, deve essere fornita in confezione di massimo 200 pezzi. | Non conforme regolazione fissa non ha sistema di profondità | conforme | conforme | Non conforme regolazione fissa, non ha sistema di profondità | |
| V0104 | B4375C47C5 | a) | G 30 | | | | | |
| V0104 | B4375C47C5 | b) | G 23 per il prelievo del sangue capillare dal polpastrello e dal tallone | BIOSEVEN | CLINILAB | EUROMED | MD HEALTHCARE | MEDICAL LUME |
| V0104 | B4375C47C5 | 6 | Dispositivo per il prelievo del sangue capillare da usare in neonatologia tramite puntura del tallone. Sistema chiuso sterile, monouso, costituito da corpo in plastica e lancia incorporata in acciaio medicale, deve essere dotato di un sistema di sicurezza di ritorno automatico della lancia all'interno del corpo in modo tale che la lancia non sporga all'esterno dopo l'utilizzo; deve essere fornita in confezione preferibilmente di massimo 100 pezzi. L'incisione deve essere a profondità prestabilita per evitare che vengano raggiunte le fibre nervose. | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |
| V0104 | B4375C47C5 | a) | per neonati a termine - 1,0 mm profondità penetrazione - 2,5 mm lunghezza di incisione | OK | OK | OK | OK | OK |
| V0104 | B4375C47C5 | b) | per prematuri 0,85 mm profondità penetrazione - 1,75 mm lunghezza di incisione | OK | OK | OK | OK | OK |
| V0104 | B4375C47C5 | c) | per prematuri 0,65 mm profondità penetrazione - 1,40 mm lunghezza di incisione | OK | OK | OK | OK | OK |
| V0104 | B4375C47C5 | 7 | Dispositivo per il prelievo del sangue capillare Sistema chiuso sterile, monouso, costituito da corpo in plastica e lancia incorporata in acciaio medicale, deve essere dotato di un sistema di sicurezza di ritorno automatico della lancia all'interno del corpo in modo tale che la lancia non sporga all'esterno dopo l'utilizzo; deve essere fornita in confezione preferibilmente di massimo 100 pezzi. L'incisione deve essere a profondità prestabilita per evitare che vengano raggiunte le fibre nervose. per neonati: 2,0 mm profondità penetrazione - 3,0 mm lunghezza di incisione | conforme | conforme | Non conforme: | | |

Saba Sava Fedele Dile

| CND | CIG | LOTTO | DESCRIZIONE | Ditta | Ditta | Ditta | | |
|-------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------|--|--|
| | | | Lancette sterili | | | | | |
| V0199 | B4375C89B | 8 | Lancette sterili per prick test in acciaio con punta da 1 mm ca. monouso confezionabile singolarmente. Certificazione nichel free. | DESERTO | | | | |
| | | | Lancette sterili | STELLEGENES | | | | |
| V0199 | B4375C7AAE | 9 | Lancette sterili per prick test in polimetacrilato monouso. | conforme | | | | |
| | | | Rasolo | BENEFIS | SANIFARM | | | |
| | | | a) Rasolo monouso per Tricotomia Monolama | conforme | conforme | | | |
| V0199 | B4375C8B1 | 10 | b) Rasolo monouso per Tricotomia blama | conforme | conforme | | | |
| | | | c) Rasolo monouso non sterile per Tricotomia con lame ambo i lati | conforme | conforme | | | |
| | | | Rasolo | SANIFARM | | | | |
| V0199 | B4375C8BE4 | 11 | Rasolo monouso per Tricotomia blama sterile | Non conforme non sterile | | | | |

