

gf

allho

Bele

J Lore

Allegato D

Riepilogo punteggio

Lotto 1				BETATEX S.p,A,	TIASET di Carresi Lorenzo														
ID	Descrizioni elementi oggetto di valutazione			Max	Sub punteggio														
A1	Caratteristiche generali del materiale			30															
	a	Spessore			8	8	6,400												
	b	Antistaticità			5	0	5												
	c	Maggiore trasparenza area incisione			8	8	8												
	d	Capacità adesiva			9	9	9												
A2	Prova pratica			30															
	a	Facilità nel posizionamento			10	10	10												
	b	Drappeggiabilità, adattabilità anatomica			10	8	10												
	c	Altraumaticità, assenza di residui di colla dopo il distacco			10	10	10												
A3	Confezionamento/imballaggio/etichettatura			10															
	a	Facilità apertura confezione primaria. Robustezza confezione secondaria e indicazione n. pezzi per confezione, indicazione dati prodotto.			5	5	5												
	b	Presenza nell'etichetta di tutti i dati per identificazione prodotto: rif. Lotto, scadenza, sterilizzazione, descrizione contenuto, codice prodotto, misure.			5	5	5												
Totale punteggio tecnico				70		63,000	68,400												
RIPARAMETRAZIONE				Coefficiente		0,921	1,000												
				PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		64,474	70,000												
Lotto 2					BETATEX S.p,A,	MEDIBERG srl	TIASET di Carresi Lorenzo												
ID	Descrizioni elementi oggetto di valutazione			Max	Sub punteggio														
A1	Caratteristiche generali del materiale			30															
	a	Spessore			8	8	8	6,400											
	b	Antistaticità			5	5	5	5											
	c	Maggiore trasparenza area incisione			8	6,400	8	6,400											
	d	Capacità adesiva			9	9	9	9											
A2	Prova pratica			30															
	a	Facilità nel posizionamento			10	10	10	8,750											
	b	Drappeggiabilità, adattabilità anatomica			10	10	10	7,625											
	c	Altraumaticità, assenza di residui di colla dopo il distacco			10	10	10	10											
A3	Confezionamento/imballaggio/etichettatura			10															
	a	Facilità apertura confezione primaria. Robustezza confezione secondaria e indicazione n. pezzi per confezione, indicazione dati prodotto.			5	2,917	5	5											
	b	Presenza nell'etichetta di tutti i dati per identificazione prodotto: rif. Lotto, scadenza, sterilizzazione, descrizione contenuto, codice prodotto, misure.			5	4,050	5	5											
Totale punteggio tecnico				70		65,367	70,000	63,175											
Lotto 5					BETATEX S.P.A	FUTURA MEDICA SRL	Med Trade srl	SANIFARM S.R.L.	TAU MEDICA Srl										
ID	Descrizioni elementi oggetto di valutazione			Max	Sub punteggio														
A1	Caratteristiche generali del TNT (valutazione su requisiti EN13795 dichiarati nelle schede prodotto)			25															
	a	grammatura			5	5	2,209	1,977											
	b	Spessore			5	5	0	4,800											
	c	Colorazione			5	5	5	5											
	d	Antistaticità			5	5	5	5											
	e	Assenza di fibre di vetro			5	0	0	0											
A2	Caratteristiche tecniche (espresse nelle unità di misura previste dalla norma UNI EN 13795-2) (valori dichiarati nella scheda prodotto)			25															
	a	Resistenza alla penetrazione microbica (secco) (Log 10 UFC)			5	0	0	0											
	b	Resistenza alla penetrazione microbica (umido) (IB)			5	0	5	5											
	c	Resistenza alla penetrazione di liquidi (cm H2O)			5	0	5	0,330											
	d	Resistenza alla trazione (secco) (Newton)			5	0	5	4,114											
	e	Resistenza alla trazione (umido) (Newton)			5	0	5	3,936											
A3	Confezionamento/imballaggio/etichettatura			10															
	a	Facilità apertura confezione primaria. Robustezza confezione secondaria e indicazione n. pezzi per confezione, indicazione dati prodotto.			5	5	5	5											
	b	Presenza nell'etichetta di tutti i dati per identificazione prodotto: rif. Lotto, scadenza, sterilizzazione, descrizione contenuto, codice prodotto, misure.			5	4,938	5	4,938											
A4	Prova pratica			10															
	a	Manegevolezza e funzionalità del telo in relazione alla destinazione d'uso			10	10	10	10											
Totale punteggio tecnico				70		39,938	52,209	50,096											
RIPARAMETRAZIONE				Coefficiente		0,750	0,981	0,941											
				PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		52,525	68,663	65,884											

ef

Allegato D

Riepilogo punteggio

Lotto 6				BETATEX S.P.A	FUTURA MEDICA SRL	MEDICAL DEVICE SRL	SANIFARM S.R.L.														
ID	Descrizioni elementi oggetto di valutazione		Max	Sub punteggio	NON CONFORME		NON CONFORME	NON CONFORME													
A1	Caratteristiche generali del TNT (valutazione su requisiti EN13795 dichiarati nelle schede prodotto)		25																		
	a	grammatura							5												
	b	Spessore							5												
	c	Colorazione							5												
	d	Antistaticità							5												
	e	Assenza di fibre di vetro							5												
A2	Caratteristiche tecniche (espresse nelle unità di misura previste dalla norma UNI EN 13795-2) (valori dichiarati nella scheda prodotto)		25																		
	a	Resistenza alla penetrazione microbica (secco) (Log 10 UFC)							5												
	b	Resistenza alla penetrazione microbica (umido) (IB)							5												
	c	Resistenza alla penetrazione di liquidi (cm H2O)							5												
	d	Resistenza alla trazione (secco) (Newton)							5												
	e	Resistenza alla trazione (umido) (Newton)							5												
A3	Confezionamento/imballaggio/etichettatura		10																		
	a	Facilità apertura confezione primaria. Robustezza confezione secondaria e indicazione n. pezzi per confezione, indicazione dati prodotto.		5																	
	b	Presenza nell'etichetta di tutti i dati per identificazione prodotto: rif. Lotto, scadenza, sterilizzazione, descrizione contenuto, codice prodotto, misure.		5																	
A4	Prova pratica		10																		
	a	Manegevolezza e funzionalità del telo in relazione alla destinazione d'uso		10																	
	Totale punteggio tecnico		70			45															
RIPARAMETRAZIONE			Coefficiente			1															
			PUNTEGGIO RIPARAMETRATO			70,000															
Lotto 7				BENEFIS S.R.L.	CAM HOSPITAL SRL	DELTA MED S.P.A.	FUTURA MEDICA SRL	LOHMANN & RAUSCHER SRL	Med Trade srl	Mediberg Srl	PAUL HARTMANN S.P.A.	SANIFARM S.R.L.	TAU MEDICA Srl	U.Jet srl							
ID	Descrizioni elementi oggetto di valutazione		Max	Sub punteggio										ESCLUSA							
A1	Caratteristiche generali del TNT (valutazione su requisiti EN13795 dichiarati nelle schede prodotto)		25																		
	a	grammatura			5	4,871	4,828	4,655	4,828	4,957	4,698	4,828	4,741		5	4,310					
	b	Spessore			5	0	0	1,375	0	1,563	1,500	1,531	3,438		5	0					
	c	Colorazione			5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5					
	d	Antistaticità			5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5					
	e	Assenza di fibre di vetro			5	5	0	0	0	0	0	0	5		0	0	5				
A2	Caratteristiche tecniche (espresse nelle unità di misura previste dalla norma UNI EN 13795-2) (valori dichiarati nella scheda prodotto)		25																		
	a	Resistenza alla penetrazione microbica (secco) (Log 10 UFC)			5	2	5	4	0	5	0	3,50	0		1,0	0					
	b	Resistenza alla penetrazione microbica (umido) (IB)			5	3,667	5	5	5	5	5	5	5		5	5					
	c	Resistenza alla penetrazione di liquidi (cm H2O)			5	0,627	1,019	0,815	5	0,657	0,336	1,019	0,984		0,841	0,510					
	d	Resistenza alla trazione (secco) (Newton)			5	3,682	4,914	2,273	3,788	5	4,374	4,737	3,485		4,187	4,626					
	e	Resistenza alla trazione (umido) (Newton)			5	3,620	4,827	1,442	3,606	5	4,154	4,808	3,702		3,947	4,428					
A3	Confezionamento/imballaggio/etichettatura		10																		
	a	Facilità apertura confezione primaria. Robustezza confezione secondaria e indicazione n. pezzi per confezione, indicazione dati prodotto.		5	5	4,375	4,375	5	5	5	5	5	5		5						
	b	Presenza nell'etichetta di tutti i dati per identificazione prodotto: rif. Lotto, scadenza, sterilizzazione, descrizione contenuto, codice prodotto, misure.		5	5	5	4,375	5	4,688	3,813	5	5	5		5						
A4	Prova pratica		10																		
	a	Manegevolezza e funzionalità del telo in relazione alla destinazione d'uso		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		10						
	Totale punteggio tecnico		70		53,466	54,963	48,311	52,221	56,864	48,875	60,423	51,349	54,975	53,874							
RIPARAMETRAZIONE			Coefficiente		0,885	0,910	0,800	0,864	0,941	0,809	1,000	0,850	0,910	0,892							
			PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		61,940	63,674	55,968	60,498	65,877	56,621	70,000	59,488	63,688	62,413							

Riepilogo punteggio

Lotto 8				BETATEX S.P.A	CAM HOSPITAL SRL	DELTA MED S.P.A.	FUTURA MEDICA SRL	LOHMANN & RAUSCHER SRL	MACROPHARM SRL	Med Trade srl	Mediberg Srl	PAUL HARTMANN S.P.A.	SANIFARM S.R.L.	TAU MEDICA Srl	U.Jet srl					
ID	Descrizioni elementi oggetto di valutazione			Max	Sub punteggio															
A1	Caratteristiche generali del TNT (valutazione su requisiti EN13795 dichiarati nelle schede prodotto)			25				NON CONFORME							ESCLUSA					
	a	grammatura			5	5	4,828		4,655	4,828	4,914	4,698	4,828	4,741		5	4,310			
	b	Spessore			5	1,563	5		1,375	0	2,063	1,500	1,563	0		0	0			
	c	Colorazione			5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5			
	d	Antistaticità			5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5			
	e	Assenza di fibre di vetro			5	0	0		5	0	0	0	0	5		5	5			
A2	Caratteristiche tecniche (esprese nelle unità di misura previste dalla norma UNI EN 13795-2) (valori dichiarati nella scheda prodotto)			25																
	a	Resistenza alla penetrazione microbica (secco) (Log 10 UFC)			5	5	5		4	0	0	0	3,5	0		1	0			
	b	Resistenza alla penetrazione microbica (umido) (IB)			5	5	5		5	5	5	5	5,00	5,00		5,00	5,00			
	c	Resistenza alla penetrazione di liquidi (cm H2O)			5	0,734	1,019		0,898	5	5	0,336	1,019	0,984		0,841	0,510			
	d	Resistenza alla trazione (secco) (Newton)			5	2,132	1,066		2,399	3,998	3,998	4,606	5	3,678		2,745	4,883			
	e	Resistenza alla trazione (umido) (Newton)			5	0	5		1,494	3,735	3,984	4,313	4,980	3,835		2,679	4,587			
A3	Confezionamento/imballaggio/etichettatura			10																
	a	Facilità apertura confezione primaria. Robustezza confezione secondaria e indicazione n. pezzi per confezione, indicazione dati prodotto.		5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5				
	b	Presenza nell'etichetta di tutti i dati per identificazione prodotto: rif. Lotto, scadenza, sterilizzazione, descrizione contenuto, codice prodotto, misure.		5	5	3,813	5		5	5	3,813	5	3,813	5		3,813				
A4	Prova pratica			10																
	a	Manegevolezza e funzionalità del telo in relazione alla destinazione d'uso		10	10	7,625	10	10	10	10	10	10	10	10						
Totale punteggio tecnico				70		49,429	53,351	54,821	52,561	54,958	49,265	60,890	47,050	52,265	53,102					
RIPARAMETRAZIONE				Coefficiente		0,812	0,876	0,900	0,863	0,903	0,809	1,000	0,773	0,858	0,872					
				PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		56,824	61,333	63,023	60,425	63,181	56,637	70,000	54,090	60,086	61,047					
Lotto 9				MACROPHARM SRL	Med Trade srl	TAU MEDICA Srl														
ID	Descrizioni elementi oggetto di valutazione			Max	Sub punteggio															
A1	Caratteristiche generali del TNT (valutazione su requisiti EN13795 dichiarati nelle schede prodotto)			25																
	a	grammatura			5	5	4,781	4,912												
	b	Spessore			5	5	3,636	0												
	c	Colorazione			5	0	5	5												
	d	Antistaticità			5	0	5	5												
	e	Assenza di fibre di vetro			5	0	0	5												
A2	Caratteristiche tecniche (esprese nelle unità di misura previste dalla norma UNI EN 13795-2) (valori dichiarati nella scheda prodotto)			25																
	a	Resistenza alla penetrazione microbica (secco) (Log 10 UFC)			5	0	0	5												
	b	Resistenza alla penetrazione microbica (umido) (IB)			5	5	5	5												
	c	Resistenza alla penetrazione di liquidi (cm H2O)			5	5	0,336	1,073												
	d	Resistenza alla trazione (secco) (Newton)			5	4,340	5	1,157												
	e	Resistenza alla trazione (umido) (Newton)			5	4,619	5	1,155												
A3	Confezionamento/imballaggio/etichettatura			10																
	a	Facilità apertura confezione primaria. Robustezza confezione secondaria e indicazione n. pezzi per confezione, indicazione dati prodotto.		5	5	5	5													
	b	Presenza nell'etichetta di tutti i dati per identificazione prodotto: rif. Lotto, scadenza, sterilizzazione, descrizione contenuto, codice prodotto, misure.		5	5	3,765	1,235													
A4	Prova pratica			10																
	a	Manegevolezza e funzionalità del telo in relazione alla destinazione d'uso		10	10	10	10	9,877												
Totale punteggio tecnico				70		48,959	52,519	49,408												
RIPARAMETRAZIONE				Coefficiente		0,932	1,000	0,941												
				PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		65,255	70,000	65,854												

ef

Salvo

fare

Allegato D

Riepilogo punteggio

Lotto 10				FUTURA MEDICA SRL	Med Trade srl	TECNOMEDICAL srl														
ID	Descrizioni elementi oggetto di valutazione		Max	Sub punteggio	ESCLUSA															
A1	Caratteristiche generali del TNT (valutazione su requisiti EN13795 dichiarati nelle schede prodotto)		25																	
	a	grammatura		5			5	4,587												
	b	Spessore		5			5	0												
	c	Colorazione		5			5	5												
	d	Antistaticità		5			5	5												
	e	Assenza di fibre di vetro		5			0	0												
A2	Caratteristiche tecniche (espresse nelle unità di misura previste dalla norma UNI EN 13795-2) (valori dichiarati nella scheda prodotto)		25																	
	a	Resistenza alla penetrazione microbica (secco) (Log 10 UFC)		5			0	5												
	b	Resistenza alla penetrazione microbica (umido) (IB)		5			5	5												
	c	Resistenza alla penetrazione di liquidi (cm H2O)		5			3,300	5												
	d	Resistenza alla trazione (secco) (Newton)		5			4,716	5												
	e	Resistenza alla trazione (umido) (Newton)		5			4,701	5												
A3	Confezionamento/imballaggio/etichettatura		10																	
	a	Facilità apertura confezione primaria. Robustezza confezione secondaria e indicazione n. pezzi per confezione, indicazione dati prodotto.		5		5	5													
	b	Presenza nell'etichetta di tutti i dati per identificazione prodotto: rif. Lotto, scadenza, sterilizzazione, descrizione contenuto, codice prodotto, misure.		5		5	3,765													
A4	Prova pratica		10																	
	a	Manegevolezza e funzionalità del telo in relazione alla destinazione d'uso		10		10	10													
Totale punteggio tecnico			70			57,718	58,353													
RIPARAMETRAZIONE			Coefficiente			0,989	1,000													
			PUNTEGGIO RIPARAMETRATO			69,238	70,000													
Lotto 11				BETATEX S.P.A	LOHMANN & RAUSCHER SRL	PAUL HARTMANN S.P.A.	TAU MEDICA Srl													
ID	Descrizioni elementi oggetto di valutazione		Max	Sub punteggio	NON CONFORME															
A1	Caratteristiche generali del TNT (valutazione su requisiti EN13795 dichiarati nelle schede prodotto)		25																	
	a	grammatura		5		5		2,586	2,414											
	b	Spessore		5		5		0	0											
	c	Colorazione		5		5		5	5											
	d	Antistaticità		5		5		5	5											
	e	Assenza di fibre di vetro		5		0		0	0											
A2	Caratteristiche tecniche (espresse nelle unità di misura previste dalla norma UNI EN 13795-2) (valori dichiarati nella scheda prodotto)		25																	
	a	Resistenza alla penetrazione microbica (secco) (Log 10 UFC)		5		5		1	5											
	b	Resistenza alla penetrazione microbica (umido) (IB)		5		5		5	5											
	c	Resistenza alla penetrazione di liquidi (cm H2O)		5		3,420		4,584	5											
	d	Resistenza alla trazione (secco) (Newton)		5		5		3,783	1,096											
	e	Resistenza alla trazione (umido) (Newton)		5		5		4,861	1,263											
A3	Confezionamento/imballaggio/etichettatura		10																	
	a	Facilità apertura confezione primaria. Robustezza confezione secondaria e indicazione n. pezzi per confezione, indicazione dati prodotto.		5		5		3,050	4,05											
	b	Presenza nell'etichetta di tutti i dati per identificazione prodotto: rif. Lotto, scadenza, sterilizzazione, descrizione contenuto, codice prodotto, misure.		5		5		4,938	5,00											
A4	Prova pratica		10																	
	a	Manegevolezza e funzionalità del telo in relazione alla destinazione d'uso		10		10		8,000	8,100											
Totale punteggio tecnico			70		63,420		47,803	46,923												
RIPARAMETRAZIONE			Coefficiente		1,000		0,754	0,740												
			PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70,000		52,762	51,791												

Riepilogo punteggio

[Handwritten signatures: Dp, Med, B. C. Tore]

Lotto 12				FUTURA MEDICA SRL	Med Trade srl																													
ID	Descrizioni elementi oggetto di valutazione		Max	Sub punteggio	NON CONFORME																													
A1	Caratteristiche generali del TNT (valutazione su requisiti EN13795 dichiarati nelle schede prodotto)		25																															
	a	grammatura		5		5																												
	b	Spessore		5		5																												
	c	Colorazione		5		5																												
	d	Antistaticità		5		5																												
	e	Assenza di fibre di vetro		5		0																												
A2	Caratteristiche tecniche (espresse nelle unità di misura previste dalla norma UNI EN 13795-2) (valori dichiarati nella scheda prodotto)		25			5																												
	a	Resistenza alla penetrazione microbica (secco) (Log 10 UFC)		5		5																												
	b	Resistenza alla penetrazione microbica (umido) (IB)		5		5																												
	c	Resistenza alla penetrazione di liquidi (cm H2O)		5		5																												
	d	Resistenza alla trazione (secco) (Newton)		5		5																												
	e	Resistenza alla trazione (umido) (Newton)		5		5																												
A3	Confezionamento/imballaggio/etichettatura		10																															
	a	Facilità apertura confezione primaria. Robustezza confezione secondaria e indicazione n. pezzi per confezione, indicazione dati prodotto.		5		5																												
	b	Presenza nell'etichetta di tutti i dati per identificazione prodotto: rif. Lotto, scadenza, sterilizzazione, descrizione contenuto, codice prodotto, misure.		5																														
A4	Prova pratica		10																															
	a	Manegevolezza e funzionalità del telo in relazione alla destinazione d'uso		10		10																												
Totale punteggio tecnico			70			65																												
RIPARAMETRAZIONE			Coefficiente			1																												
			PUNTEGGIO RIPARAMETRATO			70																												
Lotto 13				BETATEX S.P.A	FUTURA MEDICA SRL	MACROPHARM SRL	Med Trade srl	TECNOMEDICAL srl																										
ID	Descrizioni elementi oggetto di valutazione		Max	Sub punteggio	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME																										
A1	Caratteristiche generali del TNT (valutazione su requisiti EN13795 dichiarati nelle schede prodotto)		25																															
	a	grammatura		5																5														
	b	Spessore		5																0														
	c	Colorazione		5																5														
	d	Antistaticità		5																5														
	e	Assenza di fibre di vetro		5																5														
A2	Caratteristiche tecniche (espresse nelle unità di misura previste dalla norma UNI EN 13795-2) (valori dichiarati nella scheda prodotto)		25																	5														
	a	Resistenza alla penetrazione microbica (secco) (Log 10 UFC)		5																5														
	b	Resistenza alla penetrazione microbica (umido) (IB)		5																5														
	c	Resistenza alla penetrazione di liquidi (cm H2O)		5																5														
	d	Resistenza alla trazione (secco) (Newton)		5																5														
	e	Resistenza alla trazione (umido) (Newton)		5																5														
A3	Confezionamento/imballaggio/etichettatura		10																															
	a	Facilità apertura confezione primaria. Robustezza confezione secondaria e indicazione n. pezzi per confezione, indicazione dati prodotto.		5																5														
	b	Presenza nell'etichetta di tutti i dati per identificazione prodotto: rif. Lotto, scadenza, sterilizzazione, descrizione contenuto, codice prodotto, misure.		5																														
A4	Prova pratica		10																															
	a	Manegevolezza e funzionalità del telo in relazione alla destinazione d'uso		10																10														
Totale punteggio tecnico			70					65																										
RIPARAMETRAZIONE			Coefficiente				1																											
			PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				70																											

Op

Reel

Totale
200

Allegato D

Riepilogo punteggio

Lotto 14					BETATEX S.P.A	SANIFARM S.R.L.													
ID	Descrizioni elementi oggetto di valutazione			Max	Sub punteggio														
A1	Caratteristiche generali del TNT (valutazione su requisiti EN13795 dichiarati nelle schede prodotto)			25															
	a	grammatura				5	5												
	b	Spessore				5	5												
	c	Colorazione				5	5												
	d	Antistaticità				5	5												
	e	Assenza di fibre di vetro				5	0												
A2	Caratteristiche tecniche (espresse nelle unità di misura previste dalla norma UNI EN 13795-2) (valori dichiarati nella scheda prodotto)			25															
	a	Resistenza alla penetrazione microbica (secco) (Log 10 UFC)				5	5												
	b	Resistenza alla penetrazione microbica (umido) (IB)				5	5												
	c	Resistenza alla penetrazione di liquidi (cm H2O)				5	5												
	d	Resistenza alla trazione (secco) (Newton)				5	5												
	e	Resistenza alla trazione (umido) (Newton)				5	5												
A3	Confezionamento/imballaggio/etichettatura			10															
	a	Facilità apertura confezione primaria. Robustezza confezione secondaria e indicazione n. pezzi per confezione, indicazione dati prodotto.			5	5													
	b	Presenza nell'etichetta di tutti i dati per identificazione prodotto: rif. Lotto, scadenza, sterilizzazione, descrizione contenuto, codice prodotto, misure.			5	5													
A4	Prova pratica			10															
	a	Manegevolezza e funzionalità del telo in relazione alla destinazione d'uso			10	10													
Totale punteggio tecnico				70		65													
RIPARAMETRAZIONE				Coefficiente		1													
				PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70,000													
Lotto 17						DELTA MED S.P.A.	FUTURA MEDICA SRL	LOHMANN & RAUSCHER SRL	MACROPHARM SRL	Med Trade srl	TAU MEDICA Srl								
ID	Descrizioni elementi oggetto di valutazione			Max	Sub punteggio														
A1	Caratteristiche generali del TNT (valutazione su requisiti EN13795 dichiarati nelle schede prodotto)			25															
	a	grammatura				5	3,739	3,739	5										
	b	Spessore				5	2,417	0	2,083										
	c	Colorazione				5	5	0	5										
	d	Antistaticità				5	5	0	0										
	e	Assenza di fibre di vetro				5	0	0	0										
A2	Caratteristiche tecniche (espresse nelle unità di misura previste dalla norma UNI EN 13795-2) (valori dichiarati nella scheda prodotto)			25															
	a	Resistenza alla penetrazione microbica (secco) (Log 10 UFC)				5	4	5	5										
	b	Resistenza alla penetrazione microbica (umido) (IB)				5	2,333	5	5										
	c	Resistenza alla penetrazione di liquidi (cm H2O)				5	0,962	3,302	3,064										
	d	Resistenza alla trazione (secco) (Newton)				5	3,535	3,389	5,000										
	e	Resistenza alla trazione (umido) (Newton)				5	3,798	1,942	5,000										
A3	Confezionamento/imballaggio/etichettatura			10															
	a	Facilità apertura confezione primaria. Robustezza confezione secondaria e indicazione n. pezzi per confezione, indicazione dati prodotto.			5	4,688	5	5											
	b	Presenza nell'etichetta di tutti i dati per identificazione prodotto: rif. Lotto, scadenza, sterilizzazione, descrizione contenuto, codice prodotto, misure.			5	5	5	5											
A4	Prova pratica			10															
	a	Manegevolezza e funzionalità del telo in relazione alla destinazione d'uso			10	10	10	10											
Totale punteggio tecnico				70		50,472	42,372	55,147				51,042	58,900						
RIPARAMETRAZIONE				Coefficiente		0,857	0,719	0,936				0,867	1,000						
				PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		59,984	50,357	65,540				60,661	70,000						

Off

Reelli

Torre
Lecce

Allegato D

Riepilogo punteggio

Lotto 18				LOHMANN & RAUSCHER SRL	SANIFARM srl													
ID	Descrizioni elementi oggetto di valutazione		Max	Sub punteggio	NON CONFORME													
A1	Caratteristiche generali del TNT (valutazione su requisiti EN13795 dichiarati nelle schede prodotto)		25															
	a	grammatura		5		5												
	b	Spessore		5		0												
	c	Colorazione		5		5												
	d	Antistaticità		5		0												
	e	Assenza di fibre di vetro		5		0												
A2	Caratteristiche tecniche (espresse nelle unità di misura previste dalla norma UNI EN 13795-2) (valori dichiarati nella scheda prodotto)		25															
	a	Resistenza alla penetrazione microbica (secco) (Log 10 UFC)		5		5												
	b	Resistenza alla penetrazione microbica (umido) (IB)		5		5												
	c	Resistenza alla penetrazione di liquidi (cm H2O)		5		5												
	d	Resistenza alla trazione (secco) (Newton)		5		5												
	e	Resistenza alla trazione (umido) (Newton)		5		5												
A3	Confezionamento/imballaggio/etichettatura		10															
	a	Facilità apertura confezione primaria. Robustezza confezione secondaria e indicazione n. pezzi per confezione, indicazione dati prodotto.		5		5												
	b	Presenza nell'etichetta di tutti i dati per identificazione prodotto: rif. Lotto, scadenza, sterilizzazione, descrizione contenuto, codice prodotto, misure.		5		5												
A4	Prova pratica		10															
	a	Manegevolezza e funzionalità del telo in relazione alla destinazione d'uso		10		10												
Totale punteggio tecnico			70			55												
RIPARAMETRAZIONE			Coefficiente			1												
			PUNTEGGIO RIPARAMETRATO			70												
Lotto 19				FUTURA MEDICA SRL	LOHMANN & RAUSCHER SRL	MACROPHARM SRL	Med Trade srl	SANIFARM S.R.L.										
ID	Descrizioni elementi oggetto di valutazione		Max	Sub punteggio	NON CONFORME	NON CONFORME												
A1	Caratteristiche generali del TNT (valutazione su requisiti EN13795 dichiarati nelle schede prodotto)		25															
	a	grammatura		5			3,707	4,698	5									
	b	Spessore		5			0	5	0									
	c	Colorazione		5			5	5	5									
	d	Antistaticità		5			5	5	5									
	e	Assenza di fibre di vetro		5			0	0	5									
A2	Caratteristiche tecniche (espresse nelle unità di misura previste dalla norma UNI EN 13795-2) (valori dichiarati nella scheda prodotto)		25															
	a	Resistenza alla penetrazione microbica (secco) (Log 10 UFC)		5			1,500	5	1									
	b	Resistenza alla penetrazione microbica (umido) (IB)		5			3,583	5	5									
	c	Resistenza alla penetrazione di liquidi (cm H2O)		5			2,424	3,600	5									
	d	Resistenza alla trazione (secco) (Newton)		5			5	4,114	2,452									
	e	Resistenza alla trazione (umido) (Newton)		5			5	4,151	2,579									
A3	Confezionamento/imballaggio/etichettatura		10															
	a	Facilità apertura confezione primaria. Robustezza confezione secondaria e indicazione n. pezzi per confezione, indicazione dati prodotto.		5			5	5	3,813									
	b	Presenza nell'etichetta di tutti i dati per identificazione prodotto: rif. Lotto, scadenza, sterilizzazione, descrizione contenuto, codice prodotto, misure.		5			5	3,813	5									
A4	Prova pratica		10															
	a	Manegevolezza e funzionalità del telo in relazione alla destinazione d'uso		10			10	10	10									
Totale punteggio tecnico			70				51,214	60,377	54,844									
RIPARAMETRAZIONE			Coefficiente				0,848	1,000	0,908									
			PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				59,378	70,000	63,586									

epf

plb

Torre
Bella

Riepilogo punteggio

Lotto 21				FUTURA MEDICA SRL	LOHMANN & RAUSCHER SRL	Med Trade srl	SANIFARM S.R.L.	SURGIKA SRL	TAU MEDICA Srl											
ID	Descrizioni elementi oggetto di valutazione		Max	Sub punteggio	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME		NON CONFORME											
A1	Caratteristiche generali del TNT (valutazione su requisiti EN13795 dichiarati nelle schede prodotto)		25																	
	a	grammatura		5																
	b	Spessore		5																
	c	Colorazione		5																
	d	Antistaticità		5																
	e	Assenza di fibre di vetro		5																
A2	Caratteristiche tecniche (espresse nelle unità di misura previste dalla norma UNI EN 13795-2) (valori dichiarati nella scheda prodotto)		25																	
	a	Resistenza alla penetrazione microbica (secco) (Log 10 UFC)		5																
	b	Resistenza alla penetrazione microbica (umido) (IB)		5																
	c	Resistenza alla penetrazione di liquidi (cm H2O)		5																
	d	Resistenza alla trazione (secco) (Newton)		5																
	e	Resistenza alla trazione (umido) (Newton)		5																
A3	Confezionamento/imballaggio/etichettatura		10																	
	a	Facilità apertura confezione primaria. Robustezza confezione secondaria e indicazione n. pezzi per confezione, indicazione dati prodotto.		5																
	b	Presenza nell'etichetta di tutti i dati per identificazione prodotto: rif. Lotto, scadenza, sterilizzazione, descrizione contenuto, codice prodotto, misure.		5																
A4	Prova pratica		10																	
	a	Manegevolezza e funzionalità del telo in relazione alla destinazione d'uso		10																
Totale punteggio tecnico			70				58,596		55,081											
RIPARAMETRAZIONE			Coefficiente				1,000		0,940											
			PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				70,000		65,802											
Lotto 22				BETATEX S.P.A	DELTA MED S.P.A.	FUTURA MEDICA SRL	LOHMANN & RAUSCHER SRL	MACROPHARM SRL	MED TRADE SRL	Molnlycke Health Care Srl	SANIFARM S.R.L.	SURGIKA SRL	TECNOMEDICAL srl							
ID	Descrizioni elementi oggetto di valutazione		Max	Sub punteggio	NON CONFORME		NON CONFORME		NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	ESCLUSA							
A1	Caratteristiche generali del TNT (valutazione su requisiti EN13795 dichiarati nelle schede prodotto)		25																	
	a	grammatura		5										5						
	b	Spessore		5										5						
	c	Colorazione		5										5						
	d	Antistaticità		5										5						
	e	Assenza di fibre di vetro		5										0						
A2	Caratteristiche tecniche (espresse nelle unità di misura previste dalla norma UNI EN 13795-2) (valori dichiarati nella scheda prodotto)		25																	
	a	Resistenza alla penetrazione microbica (secco) (Log 10 UFC)		5										5						
	b	Resistenza alla penetrazione microbica (umido) (IB)		5										0						
	c	Resistenza alla penetrazione di liquidi (cm H2O)		5										5						
	d	Resistenza alla trazione (secco) (Newton)		5										3,867						
	e	Resistenza alla trazione (umido) (Newton)		5										3,749						
A3	Confezionamento/imballaggio/etichettatura		10																	
	a	Facilità apertura confezione primaria. Robustezza confezione secondaria e indicazione n. pezzi per confezione, indicazione dati prodotto.		5										5						
	b	Presenza nell'etichetta di tutti i dati per identificazione prodotto: rif. Lotto, scadenza, sterilizzazione, descrizione contenuto, codice prodotto, misure.		5										3,813						
A4	Prova pratica		10																	
	a	Manegevolezza e funzionalità del telo in relazione alla destinazione d'uso		10										10						
Totale punteggio tecnico			70		56,428		39,853		47,985	53,821		51,423								
RIPARAMETRAZIONE			Coefficiente		1,000		0,706		0,850	0,954		0,911								
			PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70,000		49,438		59,526	66,766		63,791								

af

Heidi

Totore
Bee

Allegato D

Riepilogo punteggio

Lotto 23				DELTA MED S.P.A.	LOHMANN & RAUSCHER SRL	Med Trade srl	TAU MEDICA Srl													
ID	Descrizioni elementi oggetto di valutazione			Max	Sub punteggio	NON CONFORME	NON CONFORME													
A1	Caratteristiche generali del TNT (valutazione su requisiti EN13795 dichiarati nelle schede prodotto)			25																
	a	grammatura			5															
	b	Spessore			5															
	c	Colorazione			5															
	d	Antistaticità			5															
	e	Assenza di fibre di vetro			5															
A2	Caratteristiche tecniche (espresse nelle unità di misura previste dalla norma UNI EN 13795-2) (valori dichiarati nella scheda prodotto)			25																
	a	Resistenza alla penetrazione microbica (secco) (Log 10 UFC)			5															
	b	Resistenza alla penetrazione microbica (umido) (IB)			5															
	c	Resistenza alla penetrazione di liquidi (cm H2O)			5															
	d	Resistenza alla trazione (secco) (Newton)			5															
	e	Resistenza alla trazione (umido) (Newton)			5															
A3	Confezionamento/imballaggio/etichettatura			10																
	a	Facilità apertura confezione primaria. Robustezza confezione secondaria e indicazione n. pezzi per confezione, indicazione dati prodotto.			5															
	b	Presenza nell'etichetta di tutti i dati per identificazione prodotto: rif. Lotto, scadenza, sterilizzazione, descrizione contenuto, codice prodotto, misure.			5															
A4	Prova pratica			10																
	a	Manegevolezza e funzionalità del telo in relazione alla destinazione d'uso			10															
Totale punteggio tecnico				70				52,434	59,812											
RIPARAMETRAZIONE				Coefficiente				0,877	1,000											
				PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				61,365	70											
Lotto 24					DELTA MED S.P.A.	FUTURA MEDICA SRL	MACROPHARM SRL	Med Trade srl	TAU MEDICA Srl	U.Jet srl										
ID	Descrizioni elementi oggetto di valutazione			Max	Sub punteggio	NON CONFORME	NON CONFORME				ESCLUSA									
A1	Caratteristiche generali del TNT (valutazione su requisiti EN13795 dichiarati nelle schede prodotto)			25																
	a	grammatura			5					3,839 <td>5</td> <td>5</td> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>		5	5							
	b	Spessore			5					0 <td>5</td> <td>0</td> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>		5	0							
	c	Colorazione			5					0 <td>5</td> <td>5</td> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>		5	5							
	d	Antistaticità			5					0 <td>5</td> <td>5</td> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>		5	5							
	e	Assenza di fibre di vetro			5					0 <td>0</td> <td>5</td> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>		0	5							
A2	Caratteristiche tecniche (espresse nelle unità di misura previste dalla norma UNI EN 13795-2) (valori dichiarati nella scheda prodotto)			25																
	a	Resistenza alla penetrazione microbica (secco) (Log 10 UFC)			5					1,500 <td>0</td> <td>5</td> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>		0	5							
	b	Resistenza alla penetrazione microbica (umido) (IB)			5					3,583 <td>5</td> <td>5</td> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>		5	5							
	c	Resistenza alla penetrazione di liquidi (cm H2O)			5					1,900 <td>1,568</td> <td>5</td> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>		1,568	5							
	d	Resistenza alla trazione (secco) (Newton)			5					4,919 <td>5</td> <td>1,157</td> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>		5	1,157							
	e	Resistenza alla trazione (umido) (Newton)			5					5 <td>4,124</td> <td>1,155</td> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>		4,124	1,155							
A3	Confezionamento/imballaggio/etichettatura			10																
	a	Facilità apertura confezione primaria. Robustezza confezione secondaria e indicazione n. pezzi per confezione, indicazione dati prodotto.			5					5 <td>5</td> <td>5</td> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>		5	5							
	b	Presenza nell'etichetta di tutti i dati per identificazione prodotto: rif. Lotto, scadenza, sterilizzazione, descrizione contenuto, codice prodotto, misure.			5					5 <td>3,750</td> <td>3,750</td> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>		3,750	3,750							
A4	Prova pratica			10																
	a	Manegevolezza e funzionalità del telo in relazione alla destinazione d'uso			10					10 <td>10</td> <td>10</td> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>		10	10							
Totale punteggio tecnico				70				40,742	54,442	56,062										
RIPARAMETRAZIONE				Coefficiente				0,727	0,971	1,000										
				PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				50,871	67,976	70,000										

af

hell

John
Bell

Allegato D

Riepilogo punteggio

Lotto 26				FUTURA MEDICA SRL	Med Trade srl	TAU MEDICA Srl	U.Jet srl											
ID	Descrizioni elementi oggetto di valutazione		Max	Sub punteggio				ESCLUSA										
A1	Caratteristiche generali del TNT (valutazione su requisiti EN13795 dichiarati nelle schede prodotto)		25															
	a	grammatura		5	5	5	5											
	b	Spessore		5	0	5	0											
	c	Colorazione		5	0	5	5											
	d	Antistaticità		5	0	5	5											
	e	Assenza di fibre di vetro		5	0	0	5											
A2	Caratteristiche tecniche (espresse nelle unità di misura previste dalla norma UNI EN 13795-2) (valori dichiarati nella scheda prodotto)		25															
	a	Resistenza alla penetrazione microbica (secco) (Log 10 UFC)		5	5	5	5											
	b	Resistenza alla penetrazione microbica (umido) (IB)		5	5	5	5											
	c	Resistenza alla penetrazione di liquidi (cm H2O)		5	5	3,300	2,600											
	d	Resistenza alla trazione (secco) (Newton)		5	1,157	5	1,157											
	e	Resistenza alla trazione (umido) (Newton)		5	1,155	5	1,155											
A3	Confezionamento/imballaggio/etichettatura		10					NON CONFORME										
	a	Facilità apertura confezione primaria. Robustezza confezione secondaria e indicazione n. pezzi per confezione, indicazione dati prodotto.		5	5	5	3,813											
	b	Presenza nell'etichetta di tutti i dati per identificazione prodotto: rif. Lotto, scadenza, sterilizzazione, descrizione contenuto, codice prodotto, misure.		5	4,938	3,765	5											
A4	Prova pratica		10															
	a	Manegevolezza e funzionalità del telo in relazione alla destinazione d'uso		10	10	10	10											
Totale punteggio tecnico			70		42,250	62,065	53,725											
RIPARAMETRAZIONE			Coefficiente		0,681	1,000	0,866											
			PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		47,652	70,000	60,593											
Lotto 27					BETATEX S.P.A	MACROPHARM SRL	Med Trade srl	Molnlycke Health Care Srl	TECNOMEDICAL srl									
ID	Descrizioni elementi oggetto di valutazione		Max	Sub punteggio				NON CONFORME										
A1	Caratteristiche generali del TNT (valutazione su requisiti EN13795 dichiarati nelle schede prodotto)		25															
	a	grammatura		5	4,012	2,907	3,169		5									
	b	Spessore		5	5	0	4,800		0									
	c	Colorazione		5	5	5	5		5									
	d	Antistaticità		5	5	5	5		5									
	e	Assenza di fibre di vetro		5	0	0	0		5									
A2	Caratteristiche tecniche (espresse nelle unità di misura previste dalla norma UNI EN 13795-2) (valori dichiarati nella scheda prodotto)		25															
	a	Resistenza alla penetrazione microbica (secco) (Log 10 UFC)		5	5	5	5		5									
	b	Resistenza alla penetrazione microbica (umido) (IB)		5	5	5	5		5									
	c	Resistenza alla penetrazione di liquidi (cm H2O)		5	2,033	5	3,300		3,508									
	d	Resistenza alla trazione (secco) (Newton)		5	5	4,397	3,618		0,838									
	e	Resistenza alla trazione (umido) (Newton)		5	5	4,432	3,489		0,806									
A3	Confezionamento/imballaggio/etichettatura		10															
	a	Facilità apertura confezione primaria. Robustezza confezione secondaria e indicazione n. pezzi per confezione, indicazione dati prodotto.		5	5	3,813	5		5									
	b	Presenza nell'etichetta di tutti i dati per identificazione prodotto: rif. Lotto, scadenza, sterilizzazione, descrizione contenuto, codice prodotto, misure.		5	5	5	3,813		3,813									
A4	Prova pratica		10															
	a	Manegevolezza e funzionalità del telo in relazione alla destinazione d'uso		10	10	10	10		10									
Totale punteggio tecnico			70		61,045	55,548	57,188		53,964									
RIPARAMETRAZIONE			Coefficiente		1,000	0,910	0,937		0,884									
			PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70,000	63,697	65,578		61,880									

ep
Hello
Toto
Pelle

Lotto 28				TAU MEDICA srl														
ID	Descrizioni elementi oggetto di valutazione		Max	Sub punteggio														
A1	Caratteristiche generali del TNT (valutazione su requisiti EN13795 dichiarati nelle schede prodotto)		25															
	a	grammatura		5	5													
	b	Spessore		5	0													
	c	Colorazione		5	5													
	d	Antistaticità		5	5													
	e	Assenza di fibre di vetro		5	5													
A2	Caratteristiche tecniche (espresse nelle unità di misura previste dalla norma UNI EN 13795-2) (valori dichiarati nella scheda prodotto)		25															
	a	Resistenza alla penetrazione microbica (secco) (Log 10 UFC)		5	5													
	b	Resistenza alla penetrazione microbica (umido) (IB)		5	5													
	c	Resistenza alla penetrazione di liquidi (cm H2O)		5	5													
	d	Resistenza alla trazione (secco) (Newton)		5	5													
	e	Resistenza alla trazione (umido) (Newton)		5	5													
A3	Confezionamento/imballaggio/etichettatura		10															
	a	Facilità apertura confezione primaria. Robustezza confezione secondaria e indicazione n. pezzi per confezione, indicazione dati prodotto.		5	5													
	b	Presenza nell'etichetta di tutti i dati per identificazione prodotto: rif. Lotto, scadenza, sterilizzazione, descrizione contenuto, codice prodotto, misure.		5	5													
A4	Prova pratica		10															
	a	Manegevolezza e funzionalità del telo in relazione alla destinazione d'uso		10	10													
Totale punteggio tecnico			70		65													
RIPARAMETRAZIONE			Coefficiente		1													
			PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70													
Lotto 29				BETATEX S.P.A	MABE SRL	TAU MEDICA Srl	U.Jet srl											
ID	Descrizioni elementi oggetto di valutazione		Max	Sub punteggio														
A1	Caratteristiche generali del TNT (valutazione su requisiti EN13795 dichiarati nelle schede prodotto)		25															
	a	grammatura		5	4,792													
	b	Spessore		5	2,083													
	c	Colorazione		5	5													
	d	Antistaticità		5	5													
	e	Assenza di fibre di vetro		5	0													
A2	Caratteristiche tecniche (espresse nelle unità di misura previste dalla norma UNI EN 13795-2) (valori dichiarati nella scheda prodotto)		25															
	a	Resistenza alla penetrazione microbica (secco) (Log 10 UFC)		5	5													
	b	Resistenza alla penetrazione microbica (umido) (IB)		5	5													
	c	Resistenza alla penetrazione di liquidi (cm H2O)		5	2,898													
	d	Resistenza alla trazione (secco) (Newton)		5	5													
	e	Resistenza alla trazione (umido) (Newton)		5	5													
A3	Confezionamento/imballaggio/etichettatura		10															
	a	Facilità apertura confezione primaria. Robustezza confezione secondaria e indicazione n. pezzi per confezione, indicazione dati prodotto.		5	5													
	b	Presenza nell'etichetta di tutti i dati per identificazione prodotto: rif. Lotto, scadenza, sterilizzazione, descrizione contenuto, codice prodotto, misure.		5	5													
A4	Prova pratica		10															
	a	Manegevolezza e funzionalità del telo in relazione alla destinazione d'uso		10	10													
Totale punteggio tecnico			70		59,773													
RIPARAMETRAZIONE			Coefficiente		0,972													
			PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		68,009													

[Handwritten signatures and initials]

Riepilogo punteggio

Lotto 31				BETATEX S.P.A	CAM HOSPITAL SRL	FUTURA MEDICA SRL	Med Trade srl	SANIFARM S.R.L.	TAU MEDICA Srl	U.Jet srl									
ID	Descrizioni elementi oggetto di valutazione		Max	Sub punteggio															
A1	Caratteristiche generali del TNT (valutazione su requisiti EN13795 dichiarati nelle schede prodotto)		25																
	a	grammatura		5	1,875	4,876	1,875	3,375											
	b	Spessore		5	3,313	5	3,625	1,500											
	c	Colorazione		5	5	5	5	5											
	d	Antistaticità		5	5	5	5	5											
	e	Assenza di fibre di vetro		5	0	0	0	0											
A2	Caratteristiche tecniche (espresse nelle unità di misura previste dalla norma UNI EN 13795-2) (valori dichiarati nella scheda prodotto)		25																
	a	Resistenza alla penetrazione microbica (secco) (Log 10 UFC)		5	5	5	0	0											
	b	Resistenza alla penetrazione microbica (umido) (IB)		5	5	5	0	5											
	c	Resistenza alla penetrazione di liquidi (cm H2O)		5	4,025	5	0	1,650											
	d	Resistenza alla trazione (secco) (Newton)		5	5	4,973	0	4,606											
	e	Resistenza alla trazione (umido) (Newton)		5	4,970	5	0	4,313											
A3	Confezionamento/imballaggio/etichettatura		10																
	a	Facilità apertura confezione primaria. Robustezza confezione secondaria e indicazione n. pezzi per confezione, indicazione dati prodotto.		5	5	5	5	5											
	b	Presenza nell'etichetta di tutti i dati per identificazione prodotto: rif. Lotto, scadenza, sterilizzazione, descrizione contenuto, codice prodotto, misure.		5	5	5	5	5											
A4	Prova pratica		10																
	a	Manegevolezza e funzionalità del telo in relazione alla destinazione d'uso		10	7,625	10	7,625	7,625											
Totale punteggio tecnico			70		56,808	64,850	33,125	48,068		59,594									
RIPARAMETRAZIONE			Coefficiente		0,876	1,000		0,741		0,919									
			PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		61,319	70,000	ESCLUSA: punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 36/70	51,886		64,327									
Lotto 32				BENEFIS S.R.L.	BETATEX S.P.A	CAM HOSPITAL SRL	DAMBO S.r.l.	DELTA MED S.P.A.	FUTURA MEDICA SRL	LAMONEA SRL	LOHMANN & RAUSCHER SRL	MABE SRL	Mediberg Srl	MEDICAL DEVICE SRL	PAUL HARTMANN S.P.A.	RAYS S.p.A.	SANIFARM S.R.L.	TAU MEDICA Srl	
ID	Descrizioni elementi oggetto di valutazione		Max	Sub punteggio															
A1	Caratteristiche generali del TNT		5																
	a	Grammatura		5	4,500	3,500	4,500	0	3,500	4,300	4,000	4,200		5	5	3,500	3,500	3,500	3,500
A2	Caratteristiche dei camici - Prova pratica		29																
	a	Traspirabilità		5	4	5	4	2	4	4	4,017	4		4	4	4	4	4	5
	b	Vestibilità e confort (Prova pratica)		8	6,400	8	6,400	3,200	6,400	6,400	6,427	6,400		6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	8
	c	Perfezione delle cuciture		6	4,800	6	4,800	2,400	4,800	4,800	4,820	4,800		4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	6
	d	Allacciatura e polsini		5	4	5	4	2	4	4	4,017	4		4	4	4	4	4	5
	e	Piegatura		5	4	5	4	2	4	3	4,017	4		4	4	4	4	4	5
A3	Livello di protezione dei camici		14																
	a	PENETRAZIONE MICROBICA - UMIDO		7	7	5,133	6,300	0	5,250	0	0	7		6,533	4,619	3,967	5,133	5,133	5,110
	b	Resistenza al passaggio dei liquidi		7	1,809	0,315	0,884	0	0,598	0	0	2,360		0,936	7	0,315	0,315	0,840	0,315
A4	Confezionamento/imballaggio		12																
	a	Praticità del sistema di apertura tale da garantire l'apertura asettica delle confezioni		3	1,800	2,900	2,400	1,200	2,400	2,000	2,410	2,400		2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	3
	b	Robustezza del confezionamento esterno		3	2,400	3	2,400	1,200	2,400	2,400	2,400	2,400		2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	3
	c	Facilità di stoccaggio e il minimo ingombro delle confezioni.(confezione sottovuoto)		3	2,400	3	2,400	1,200	2,400	2,400	2,400	2,800		2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	3
	d	Numero pezzi per confezione minima		3	2,400	3	2,400	2,400	3,000	2,400	2,400	2,400		3,000	3,000	2,400	2,400	2,400	2,400
A5	Etichettatura		10																
	a	Completezza e chiarezza dei dati confezionamento primario		5	4	5	4	4	4	4	5	4		4	4	4	2	4	4
	b	Completezza e chiarezza dei dati confezionamento esterno		5	4	5	4	4	4	4	5	4		4	4	4	2,667	4	3,683
Totale punteggio tecnico			70		53,509	59,848	52,484	25,600	50,748	43,700	46,907	54,760		53,869	58,019	48,581	46,415	50,273	57,008
RIPARAMETRAZIONE			Coefficiente		0,894	1,000	0,877		0,848	0,730	0,784	0,915		0,900	0,969	0,812	0,776	0,840	0,953
			PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		62,586	70,000	61,387	ESCLUSA: punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 36/70	59,356	51,113	54,863	64,048		63,007	67,861	56,822	54,288	58,801	66,678

Riepilogo punteggio

Lotto 33				BENEFIS S.R.L.	BETATEX S.P.A	CAM HOSPITAL SRL	DAMBO S.r.l.	DELTA MED S.P.A.	FUTURA MEDICA SRL	LAMONEA SRL	LOHMANN & RAUSCHER SRL	MABE SRL	Mediberg Srl	MEDICAL DEVICE SRL	PAUL HARTMANN S.P.A.	RAY S S.p.A.	SANIFARM S.R.L.	TAU MEDICA Srl			
ID	Descrizioni elementi oggetto di valutazione		Max	Sub punteggio								ESCLUSO									
A1	Caratteristiche generali del TNT		5																		
	a	Grammatura	5	5	3,571	2,778	5	0	3,413	3,413	2,778		3,968	3,968	2,778	2,778	2,778	2,778			
A2	Caratteristiche dei camici - Prova pratica		29																		
	a	Traspirabilità		5	5	5	5	2	4	4	4,017		4	4	4	4	4	4			
	b	Vestibilità e confort (Prova pratica)		8	8	8	7,467	3,200	6,400	6,400	6,427		6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400			
	c	Perfezione delle cuciture		6	6	6	5,600	2,400	4,800	4,800	4,820		4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800			
	d	Allacciatura e polsini		5	5	5	4,333	2	4	4	4,017		4	4	4	4	4	4			
	e	Piegatura		5	5	5	4,333	2	4	2,017	4,017		4	4	4	3,333	4	3			
A3	Livello di protezione dei camici		14																		
	a	PENETRAZIONE MICROBICA - UMIDO		7	7	7	7	7	0	5	7		0	7	7	3,967	7	5,133	7,000		
	b	Resistenza al passaggio dei liquidi		7	3,699	3,217	5,372	0	3,925	4,182	0		4,825	3,635	7	3,217	3,217	5,276	3,217		
A4	Confezionamento/imballaggio		12																		
	a	Praticità del sistema di apertura tale da garantire l'apertura asettica delle confezioni		3	3	3	2,400	1,200	2,400	2	2,400		2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400		
	b	Robustezza del confezionamento esterno		3	3	3	2,400	1,200	2,400	2,400	2,400		2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400		
	c	Facilità di stoccaggio e il minimo ingombro delle confezioni.(confezione sottovuoto)		3	3	3	2,400	1,200	2,400	2,400	2,400		2,400	2,400	2,400	0,000	2,400	2,400	2,400		
	d	Numero pezzi per confezione minima		3	2,400	3	2,800	2,400	2,400	2,400	2,400		2,400	3	3	2,400	2,400	2,400	1,800		
A5	Etichettatura		10																		
	a	Completezza e chiarezza dei dati confezionamento primario		5	4	5	3	4	4	4	4		4	4	4	4	3	4	3		
	b	Completezza e chiarezza dei dati confezionamento esterno		5	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3			
Totale punteggio tecnico			70		62,671	63,995	60,106	25,600	53,387	53,011	43,674	55,959		56,003	59,368	48,361	51,128	53,987	50,195		
RIPARAMETRAZIONE			Coefficiente		0,979	1,000	0,939	ESCLUSA: punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 36/70	0,834	0,828	0,682	0,874		0,875	0,928	0,756	0,799	0,844	0,784		
			PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		68,552	70,000	65,746		58,397	57,986	47,773	61,210		61,259	64,939	52,900	55,926	59,053	54,905		
Lotto 34					BETATEX S.P.A	DELTA MED S.P.A.	FUTURA MEDICA SRL	MEDICAL DEVICE SRL	PAUL HARTMANN S.P.A.	SANIFARM S.R.L.	TAU MEDICA Srl										
ID	Descrizioni elementi oggetto di valutazione		Max	Sub punteggio																	
A1	Caratteristiche generali del TNT		5																		
	a	Grammatura	5	5	4,167	5	4,583				3,583										
A2	Caratteristiche dei camici - Prova pratica		29																		
	a	Traspirabilità		5	5	3,813	5				5										
	b	Vestibilità e confort (Prova pratica)		8	8	6,100	8				8										
	c	Perfezione delle cuciture		6	6	6	6				6										
	d	Allacciatura e polsini		5	5	5	5				5										
	e	Piegatura		5	5	5	5				5										
A3	Livello di protezione dei camici		14					NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME											
	a	PENETRAZIONE MICROBICA - UMIDO		7	7	7	7							7							
	b	Resistenza al passaggio dei liquidi		7	4,113	7	4,691							3,553							
A4	Confezionamento/imballaggio		12																		
	a	Praticità del sistema di apertura tale da garantire l'apertura asettica delle confezioni		3	3	3	3							3							
	b	Robustezza del confezionamento esterno		3	3	3	3							3							
	c	Facilità di stoccaggio e il minimo ingombro delle confezioni.(confezione sottovuoto)		3	3	3	3							2,250							
	d	Numero pezzi per confezione minima		3	3	3	2,400							1,800							
A5	Etichettatura		10																		
	a	Completezza e chiarezza dei dati confezionamento primario		5	5	5	5							3,813							
	b	Completezza e chiarezza dei dati confezionamento esterno		5	5	5	5							3,813							
Totale punteggio tecnico			70		66,280	66,913	66,674							60,812							
RIPARAMETRAZIONE			Coefficiente		0,991	1,000	0,996							0,909							
			PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		69,338	70,000	69,751							63,618							

Op
Stella

Allegato D

Riepilogo punteggio

Lotto 35				FUTURA MEDICA SRL	Mediberg Srl	MEDICAL DEVICE SRL	Med Trade srl	TAU MEDICA Srl									
ID	Descrizioni elementi oggetto di valutazione		Max	Sub punteggio	NON CONFORME			NON CONFORME	NON CONFORME								
A1	Caratteristiche generali del TNT		5														
	a	Grammatura		5		5	3,693										
A2	Caratteristiche dei camici - Prova pratica		29														
	a	Traspirabilità		5		5	5										
	b	Vestibilità e confort (Prova pratica)		8		8	8										
	c	Perfezione delle cuciture		6		6	6										
	d	Allacciatura e polsini		5		5	5										
	e	Piegatura		5		5	5										
A3	Livello di protezione dei camici		14														
	a	PENETRAZIONE MICROBICA - UMIDO		7		7	7										
	b	Resistenza al passaggio dei liquidi		7		4,633	7										
A4	Confezionamento/imballaggio		12														
	a	Praticità del sistema di apertura tale da garantire l'apertura asettica delle confezioni		3		3	3										
	b	Robustezza del confezionamento esterno		3		3	3										
	c	Facilità di stoccaggio e il minimo ingombro delle confezioni.(confezione sottovuoto)		3		3	2,222										
	d	Numero pezzi per confezione minima		3		3	3										
A5	Etichettatura		10														
	a	Completezza e chiarezza dei dati confezionamento primario		5		5	5										
	b	Completezza e chiarezza dei dati confezionamento esterno		5		5	5										
Totale punteggio tecnico			70			67,633	67,915										
RIPARAMETRAZIONE			Coefficiente			0,996	1,000										
			PUNTEGGIO RIPARAMETRATO			69,709	70,000										